



Ref.: OP1197D (dcha) / OP1197I (izda)



ORTESIS DINÁMICA TOBILLO-PIE ARTICULADA DYNA-ORT®

Características:

- Órtesis dinámica en termoplástico (PE-BD) constituida por:
 - Una pieza que envuelve los maléolos de la tibia y del peroné y está en contacto con toda la superficie plantar. Con articulaciones monocéntricas protegidas internamente con espuma de polietileno y posibilidad de ajustar fácilmente el límite de dorsiflexión. Abarca todo el perímetro del mediopie para una apropiada adaptación de la órtesis al pie y optimizar la contención de los tejidos.
 - El sistema de cierre posibilita una cómoda y firme adaptación, garantizando un adecuado acoplamiento y evitando desplazamientos entre el pie y la órtesis.

De peso muy ligero y contornos recortables, su diseño de bajo perfil facilita la colocación en el calzado.

Se suministra con almohadillas para los dedos y para el dorso del mediopie para asegurar un mayor confort.

Efectos:

- Limita la flexión plantar, evitando que el pie se arrastre por el suelo durante la fase de balanceo.
- Posibilita el ajuste del ángulo del tobillo para un mejor control del movimiento de la pierna.
- Realinea todo el pie y posee un soporte para el arco longitudinal interno.
- Estabiliza el complejo pie+tobillo y mejora todas las fases del ciclo de marcha, facilitando el desarrollo de patrones de movimiento fundamentales para una marcha más natural.
- Optimiza la capacidad para ejercer movimientos voluntarios de equilibrio postural y de marcha.

Indicaciones:

- Incapacidad o debilidad de dorsiflexión.
- Excesiva flexión plantar.
- Hiperextensión de la rodilla.
- Inestabilidad como resultado de un bajo o alto tono muscular.
- Falta de coordinación o equilibrio.

Color:

- Blanco.

TALLAS	LARGO CM PIE
1	12,4
2	13,2
3	14
4	15
5	16
6	17,5
7	19
8	21

Se recomienda pedir la talla, de modo que entre la parte final de la ortesis y el pie quede aproximadamente 1cm.