



**Ref.: OPH101**



**CASCO PROTECTOR CRANEAL**

**Características:**

Casco de protección craneal pediátrico fabricado con foam acolchado transpirable, forro de rizo interior y recubierto de tejido de panal, aportando resistencia y durabilidad. Se ajusta mediante una cincha que pasa por debajo de la barbilla; esta cincha posee un protector de neopreno que evita posibles molestias y rozaduras sobre el paciente; además también tiene un sencillo sistema de cierre mediante hebillas de plástico y su longitud puede ser modificada con un pasador situado en las hebillas, pudiendo así ajustar el casco de forma correcta según la anatomía de cada paciente.

**Indicaciones:**

- Parálisis cerebral, pacientes epilépticos.
- Desórdenes neuromusculares que provoquen pérdidas de equilibrio, en caso de que el cráneo del bebé no esté totalmente formado, después de una operación, como protección para prevenir posibles golpes, espasticidad.
- En todos aquellos casos en los que el riesgo de producir contusiones craneales esté presente.

**Color:**

- Azul.

TALLAS PERÍMETRO CM	EDAD MESES
40	0-3
42	3-6
44	6-9

