



**Ref.: OPL160**

**BANDA ABDOMINAL**

**Características:**

Ortesis de tronco con cierre anterolateral para un ajuste adecuado. Su tejido transpirable y con estiramiento unidireccional ayuda al momento extensor del tronco, mientras comprime la zona abdominal. Dispone de refuerzos rígidos anteriores y laterales que controlan los tejidos blandos más flácidos y en su zona posterior tiene refuerzos posteriores en acero con una aleación especial más dura y resistente.

**Efectos:**

- Contención, soporte y apoyo lumbar.

**Indicaciones:**

- Lumbalgia.
- Mejora postural.
- Contención de pequeñas y medianas eventraciones.
- Hipotonía abdominal.
- Tratamiento postquirúrgico.
- Profilaxis en profesiones o deportes que sobrecargan la columna lumbosacra.

**Color:**

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
1	130-140			
2	140-150		29 cm	
3	150-161			32 cm
4	161-172			