



Ref.: OPL350D DCHA

Ref.: OPL350I IZDA

Ref.: OPL351D DCHA

Ref.: OPL351I IZDA



MUÑQUERA CON FÉRULA PALMAR RÍGIDA

Características:

Ortesis de muñeca con pletina palmar confeccionada en material tricapa semirrígido transpirable. Su diseño se adapta a morfologías donde se verifica una exagerada discrepancia perimetral entre la muñeca y el antebrazo. La férula palmar está pre-moldeada y fabricada en aluminio con una aleación especial más dura y resistente a altos impactos mecánicos. También dispone de refuerzos rígidos dorsales.

La capa exterior del tejido tiene una gran resistencia mecánica mientras que la espuma intermedia posee la capacidad de memoria de forma, distribuyendo las presiones y evitando dolor en zonas con presión excesiva. El forro interior tiene un tacto suave, posibilita un uso repetido durante largos periodos de tiempo e incluye un tratamiento antibacteriano y anti-olor Themy-Tex.

Dispone de un tejido elástico en la zona dorsal que facilita la colocación.

Efectos:



- Sujeción y estabilización de las articulaciones del carpo, carpometacarpiana, radiocubital inferior y estructuras anatómicas correspondientes a la zona de la muñeca.
- Limitación de la flexión palmar y dorsal.
- Inmovilización funcional de la muñeca mientras permite el libre movimiento de los dedos.

Indicaciones:

- Esguince.
- Tendinitis.
- Artrosis y artritis.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Tratamiento postquirúrgico y postraumático.

Color:

- OPL350D / OPL350I: ■ Negro.
- OPL351D / OPL351I: ■ Beige.

TALLAS	1	2	3		
PERÍMETRO CM	19-21	21-23	23-25	MUÑECA	21 cm LARGO