



Ref.: OPL484



RODILLERA ENVOLVENTE POST-QUIRÚRGICA CON ARTICULACIONES MONOCÉNTRICAS

Características:

Ortesis de rodilla con articulación monocéntrica que consta de cuatro cinchas de foam y velour recortables (dos para el muslo y dos para la pantorrilla). Se suministra con un tejido foamizado que permite total adaptabilidad al miembro y se recorta teniendo en cuenta la morfología específica del paciente. Los apoyos medio-laterales hacen un efecto de sujeción y son regulables en altura, posibilitando un ajuste confortable.

Posibilita el bloqueo de la articulación en 0°, 15°, 30° o 45° de flexión y el control de amplitud de movimientos desde la extensión total (0°) hasta 120° de flexión en intervalos de 10°.

Efectos:

- Estabilización y soporte medio lateral de la articulación de la rodilla y estructuras anatómicas correspondientes.
- Control de amplitud de los movimientos de flexo-extensión.

Indicaciones:

- Rehabilitación post-operatoria y post-traumática.

Color:

- Negro.

TALLAS	UNIVERSAL