



Ref.: PF010

## FAJA PANTALÓN CON REFUERZO LUMBAR

### Características:

Confeccionada en Lycra, posee doble sistema de cierre en su parte delantera, mediante cremallera y corchetes, que junto con las ballenas nos aporta un perfecto control de la pared abdominal. En su parte posterior se encuentra reforzada así mismo mediante ballenas e incorpora en su cara interior una almohadilla de compresión lumbosacra. Externamente la región lumbosacra se encuentra abrazada mediante un soporte lumbar/elástico que actuará como un corsé, que mediante su sistema de regulación podremos ejercer una compresión controlada obteniendo una reducción de la hiperlordosis realineando la curva fisiológica y optimizando las cargas intervertebrales, obteniendo una descompresión de los discos.

### Indicaciones:

Este tipo de faja pantalón estaría indicada en personas con tejido muscular flácido que presentan abdomen péndulo prominente, caída de glúteos y musculatura de muslos blanda, asociada a lumbalgias, eventraciones, post-cirugía de la pared abdominal, por problemas de artritis, reumáticos etc, en los que se precisa una estética, una compresión que recoja y que contenga toda la musculatura asociada, obteniendo una elevación del bajo vientre y creando una compresión ascendente evitando molestos roces en la cara interna de los muslos.

### Color:

Beige.

TALLAS	CM	A
1	95-100	31
2	100-105	31 ½
3	105-110	32
4	110-115	32 ½
5	115-121	33
6	121-129	33 ½
7	129-138	34
8	138-148	34 ½
9	148-160	35

CAJERA

A

Medida de pubis hasta cintura

### Almohadilla lumbar:

Incorpora una almohadilla lumbar sujeta mediante velcro, que aporta un apoyo extra en la zona lumbar y una mayor descarga, a la vez que estabiliza los elementos móviles, pudiendo ser retirada cuando no se precise. Conformada anatómicamente, salva la compresión sobre apófisis espinosas. (La referencia de la almohadilla es: AL-060-SKIN).