


Textura de puntos antideslizante que evitan que la plantilla se deslice.



En la zona del antepié incluye una almohadilla que proporciona una amortiguación continua en la zona metatarsal, dando como resultado un gran nivel de comodidad.

**Ref.: PL-700F**



**PLANTILLAS DE SILICONA EXTRAFINA FORRADAS CON ALMOHADILLA METATARSAL PARA SEÑORA**

**Características:**

Nuevas Plantillas de silicona extrafinas flexible, SOFY-PLANT Fine Lady que se adaptan perfectamente al calzado de señora (tacones o calzado plano), debido a su mínimo espesor, ideales para llevar durante todo el día. Forradas con tejido hipoalergénico en poliéster que impide el crecimiento bacteriano, fácilmente lavables. Plantillas recortables.

**Efectos:**

Alivian el dolor plantar, evitando la formación de durezas, absorben los choques y reducen las callosidades.

**Indicaciones:**

En la zona del antepié incluye una almohadilla que proporciona una amortiguación continua en la zona metatarsal, dando como resultado un gran nivel de comodidad.

**Color:**

Transparente y forro gris.

TALLAS	Nº DE CALZADO
1	34-36
2	37-39
3	40-42

**Unidades por envase:** 1 par.