



**Ref.: PL-702**



**PLANTILLA CON BÓVEDA METATARSAL**

**Características:**

Plantillas fabricadas con silicona viscoelástica extrafina flexible, lo que permite una gran adaptación a la mayoría de calzados gracias a su menor espesor, con bóveda metatarsal que ayuda a la alineación de las cabezas metatarsales aliviando los dolores de antepié y la formación de callosidades en personas que permanecen mucho tiempo de pie o caminando. La plantilla permite recortarse para adaptarla al calzado.

**Efectos:**

Especialmente recomendado en situaciones de sobrecarga o alta actividad en el pie.

**Indicaciones:**

• Metatarsalgia y dolores en el antepié.

**Color:**

Transparente.

TALLAS	Nº DE CALZADO
1	34-36
2	37-39
3	40-42



**Unidades por envase: 1 par.**