



**Ref.: PL-755F**



**PLANTILLA DE SILICONA LARGA SIN APOYO RETROCAPITAL FORRADA**

**Características:**

Plantillas fabricadas con silicona viscoelástica con apoyos metatarsal y calcáneo en diferente densidad y con puente. Forrada con tejido hipoalergénico en poliéster que impide el crecimiento bacteriano y es fácilmente lavable.

**Efectos:**

Las plantillas gracias a las propiedades visco-elásticas de la silicona amortiguan los puntos de carga, tanto durante la marcha como en posición estática. Sus densidades (las zonas azules son más blandas que el resto de la plantilla) proporcionan un alivio de la presión, adaptándose a la anatomía del pie.

**Indicaciones:**

• Talalgias. Bursitis. Metatarsalgias. Espolón calcáneo. Fascitis plantar. Pie diabético. Pies dolorosos, cansados o post-quirúrgicos. En la práctica deportiva.

**Color:**

Transparente y forro gris.

TALLAS	Nº DE CALZADO
0	35-36
1	37-38
2	39-40
3	41-42
4	43-44
5	45-46



**Unidades por envase: 1 par.**