

Bodyostec®



Ref.: Pla-Bodys

PLACA BODY ALUMINIO

Características:

Compuesta de 2 pletinas de aluminio maleable ensambladas entre sí mediante 5 placas de polipropileno removibles (3 centrales y 2 extremas), que nos permiten ajustar la longitud de la placa a la distinta altura de cada paciente. Dichas placas están diseñadas para liberar presiones sobre las apófisis espinosas, ejerciendo la compresión sobre las apófisis transversas.

Indicaciones:

- Como complemento en los bodys aportando mayor rigidez e inmovilización en la zona dorsolumbar en la cara dorsal del corsé/body.

Color:

- Negro.

TALLAS	LARGO
UNIVERSAL	44