

Cinturón Sacro-ilíaco



Ref.: SD102



CINTURÓN SACRO-ILÍACO

Características:

Cinturón pélvico de 17 cm de altura fabricado en velour-tejido poromax provista de almohadilla sacroilíaca fabricada en foam y sistema de cierre microgancho. Sistema de regulación de la compresión por poleas que permite obtener la máxima compresión con el mínimo esfuerzo.

Indicaciones:

- Lesiones de las articulaciones sacroilíaca con o sin inflamación.
- Esguince de la articulación sacroilíaca.
- Inestabilidad de las articulaciones sacroilíacas.
- Osteopatía dinámica del pubis (pubalgia).
- Lesiones traumáticas de la sínfisis púbica.

Color:

- Gris.

TALLAS	PERÍMETRO CM		
1	70-80	TROCÁNTER	11 cm
2	80-95	ALTURA DELANTERA	11 cm
3	95-110	ALTURA TRASERA	17 cm
4	110-125		

Función:

Compresión y estabilización de la articulación sacroilíaca anulando el reflejo ligamento-muscular reduciendo el espasmo muscular en la espalda. Permite libertad de movimiento sin restricciones siendo más cómodo y de tamaño más reducido que las fajas convencionales.