

Pad-Fix®



Ref.: SP110



SOPORTE PATELAR CON ALMOHADILLA DE SILICONA

Características:

El soporte patelar está fabricado en velour y foam e incorpora una almohadilla de silicona.

Efectos:

Produce una compresión en el tendón del cuádriceps justo por encima de su inserción en la tuberosidad de la tibia minimizando las fuerzas de tracción en su inserción. La pelota de silicona debido al contacto con la piel produce un efecto antideslizante, sin necesidad de una sobre-presión excesiva (evita la caída de la ortesis).

Indicaciones:

· Enfermedad de Osgood-Schlatter.

Color:

■ Negro.

TALLAS

UNIVERSAL

Rango de perímetro rodilla: 26-45 cm



La compresión, amortiguación, efecto micro-masaje son algunos de las mejoras que obtenemos con la almohadilla de silicona, a diferencia de otros materiales empleados anteriormente.