

Bandas y Fajas



Ref.: T-421

FAJA DE PROTECCIÓN ALTA CONTENCIÓN

Características:

Faja elástica con cuatro ballenas posteriores, bandas elásticas de tensión graduable, sistema de doble cierre y tirantes ajustables e intercambiables.

Efectos:

Fuerte sujeción lumbosacra, contención y ajuste.

Indicaciones:

- Síntomas lumbares.
- Prevención de lesiones de espalda.

Color:

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	75-95
2	95-115
3	115-135

ABDOMEN

ALTURA DELANTERA

16 cm

ALTURA TRASERA

26 cm

