

# Ortesis dorsolumbar modular Taylor



**Ref.: TC101 GRIS**

**Ref.: TC201 BEIGE**

**Ref.: TC200A**

**ABDOMEN PÉNDULO**



## ORTESIS DORSOLUMBAR MODULAR TAYLOR

### Características:

Tanto la zona lumbar como la dorsal están confeccionadas en tejido transpirable de panal y rizo en su interior. La zona dorsal incorpora pletinas de aluminio maleables con la morfología preformada en la zona dorsal, tirantes semielásticos en tejido suave acolchado y adaptable para ajustar a la zona de la axila y conseguir una mayor comodidad. La zona lumbosacra consta de una faja con una estructura lumbar en aluminio y ballenas superiores transversales. Los tirantes se han confeccionado en su borde interior desde su inicio en la cara dorsal hasta los hombros de un ribeteado de mayor rigidez, para una mayor adaptación de la zona dorsal permitiendo de esta manera que la elasticidad de los mismos sea mayor en la zona de la axila.

### Efectos:

Mediante la compresión abdominal se obtiene un ligero deslordosamiento, produciendo una limitación del movimiento en la zona lumbar tanto en sentido antero-posterior, lateral y rotacional. El componente dorsal nos producirá un efecto descifosante. Los tirantes realizan una repulsión de hombros.

### Indicaciones:

- Especialmente indicado en pacientes afectados de actitudes cifóticas incorrectas, acuñaamiento vertebral, traumatismos dorso-lumbares, enfermedades infecciosas que afecten al raquis dorsal, hernias discales, post-operatorio, osteoporosis fracturas vertebrales y en todos aquellos casos en los que nos interese una corrección de la curva cifótica.
- Algunas dorsalgias bajas T-8, T-12, asociadas a lumbalgias que requieren de una inmovilización temporal (desplazamientos del paciente, esfuerzos mecánicos laborales y domésticos, etc).
- En aquellos casos en que parcialmente precisen de una contención torácica en algunos momentos del día y según la actividad.
- El modelo de abdomen péndulo está indicado en personas con abdomen prominente (Ref.: TC200A).

### Color:

- Ref.: TC201: ● Beige.
- Ref.: TC101: ● Gris.
- Ref.: TC200A: ● Beige.

### Ref.: TC201 / TC101

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
2	80-90		20 cm	47 cm mín. 60 cm max.
3	90-100		20 cm	47 cm mín. 60 cm max.
4	100-110		20 cm	47 cm mín. 60 cm max.
5	110-120		20 cm	47 cm mín. 60 cm max.

### Ref.: TC200A

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
2	90-100		25 cm	47 cm mín. 55 cm max.
3	100-110		25 cm	47 cm mín. 55 cm max.
4	110-120		25 cm	47 cm mín. 55 cm max.
5	120-130		25 cm	47 cm mín. 55 cm max.