



Ref.: TC300



ORTESIS DORSOLUMBAR

Características:

Ortesis dorsolumbar ligera y de diseño ergonómico fabricada con materiales transpirables para una adecuada estabilización y corrección de la postura.

El componente posterior está compuesto por una base textil rígida y una placa de aluminio regulable en altura. Se adapta a las curvaturas de la espalda de forma personalizada por su característica moldeable y controla debidamente la alineación de la columna vertebral.

La zona anterior dispone de elementos semirrígidos para aumentar la presión intraabdominal y proporcionar una base estable para la corrección postural.

Ambos componentes están conectados por un sistema de cinchas que, una vez ajustados (en posición y tracción), permiten una disminución de la curvatura cifótica característica del paciente osteoporótico.

Efectos:

- Corrección de la curva cifótica, verificándose un ligero aumento de la altura del paciente.
- Estabilización de la columna vertebral.
- Restricción de movimientos que puedan ser perjudiciales a la integridad de las vértebras.
- Mejora de la movilidad funcional aumentando la independencia del usuario.
- Mejora del equilibrio dinámico previniendo caídas.
- Permite la actividad muscular.
- Aumento de la presión intraabdominal.
- Alivio del dolor, mejorando la calidad de vida.

Indicaciones:

- Fractura osteoporótica estable.
- Osteoporosis.
- Debilidad muscular.
- Cifosis juvenil de Scheuermann.
- Cifosis con dolor de espalda.
- Desalineaciones vertebrales.
- Rehabilitación postural.

Color:

- Gris.

TALLAS	UNIVERSAL
Altura de la placa metálica: 45-55 cm	
Perímetro abdominal: 70-130 cm	