



**Ref.: TL-613**



**TALONERA ANATÓMICA DE SILICONA PARA ESPOLÓN**

**Características:**

Talonera fabricada en silicona que, por sus propiedades viscoelásticas, amortigua los puntos de carga tanto durante la marcha como en posición estática. Posee una zona asimétrica de consistencia más blanda en el talón (zona azul). Base con forma anatómica y mayor anchura en la parte delantera que favorece el reparto de las cargas entre retropié y mediopie, el control del calcáneo, y mejora la estabilidad.

**Efectos:**

Absorben impactos recibidos durante la marcha por tobillos, rodillas y caderas, especialmente en condiciones de exceso de carga. Al reducir la altura trasera de la talonera se evitan tensiones a nivel del tendón de Aquiles y en las estructuras de la planta del pie.

**Indicaciones:**

- Tratamiento de espolón del calcáneo.
- Bursitis del talón.
- Aquileitis.
- Fascitis plantar.
- Talalgias.

**Color:**

- Transparente.

TALLAS	Nº DE CALZADO
1	35-38
2	39-42
3	43-46



**Unidades por envase: 1 par.**