



Ref.: TL-617-10 (10 mm) Ref.: TL-617-05 (5 mm)



TALONERA DE SILICONA PARA ESPOLÓN, DESCARGA CENTRAL

Características:

Talonerías fabricadas en silicona que, por sus propiedades viscoelásticas, amortigua los puntos de carga tanto durante la marcha como en posición estática. Posee una zona circular de consistencia más blanda en el talón (zona azul). Sin bordes laterales y con una altura de 10 mm (TL-617-10) y de 5 mm (TL-617-05).

Efectos:

Absorben impactos recibidos durante la marcha por tobillos, rodillas y caderas, especialmente en condiciones de exceso de carga.

Indicaciones:

- Tratamiento de espolón del calcáneo centralizado. Bursitis del talón.
- Absorción de impactos.
- En disimetrías de miembro inferior de 1 cm (TL-617-10) y de 0,5 cm (TL-617-05).

Color:

- Transparente.

TALLAS	Nº DE CALZADO
1	35-38
2	39-42
3	43-46
4	47-50



Unidades por envase: 1 par.