



Ref.: TL-619



TALONERA DE SILICONA PRONADORA / SUPINADORA

Características:

Talonera de silicona para la alineación del talón en posición pronadora/supinadora. Corrige las desviaciones del talón mejorando la postura y previniendo patologías originadas por una mala posición al caminar.

Efectos:

Gracias a sus propiedades viscoelásticas, amortigua los puntos de carga. (Área ovalada de consistencia más blanda en el talón, zona azul).

Indicaciones:

• Pacientes con apoyo de talón pronado o supinado.

Color:

Transparente.

TALLAS	Nº DE CALZADO
1	35-38
2	39-42
3	43-46



Unidades por envase: 1 par.