

Ortesis de Tobillo



Ref.: TP-2100



FÉRULA MULTIPOSICIONAL PIE-TOBILLO

Características:

Férula fabricada en polietileno de alta densidad con aditamento de regulación interna o externa de 0° a 15°. La férula incorpora un sistema que nos permite regular la flexión plantar y la dorsal en un rango de 75° en intervalos de 15°. El forro interior es de rizo en algodón lavable y transpirable. Su sistema de cierre se realiza mediante cinchas de velcro con almohadillas de protección. Se puede adaptar tanto a pie izquierdo como derecho.

Efectos:

Inmovilización del pie y control de las articulaciones del miembro inferior.

Indicaciones:

- Post-operatorio de rodilla, cadera y pie siempre que sea necesario el control de la rotación del miembro inferior (posición neutra, rotación interna o rotación externa).
- Como férula para el control posicional de la extremidad inferior en pacientes encamados por largos periodos (unidad de cuidados intensivos).
- Como sistema para prevenir deformidades en pacientes encamados (prevención).
- Hemiplejía.
- Parálisis miembro inferior.
- Dolor crónico de la fascia plantar (fascitis plantar).

Color:

- Blanco.

TALLAS	Nº DE CALZADO
1	<32
2	32-38
3	39-44
4	>44