


Ortesis Antiequino Rancho Los Amigos



La almohadilla anterior de protección tibial, puede recortarse al tamaño deseado, gracias a las marcas que tiene en toda su longitud.

Ref.: TP-2102D DCHA Ref.: TP-2102I IZDA (SIN MONTAR) Ref.: TP-2102I IZDA Ref.: TP-2102IM IZDA (MONTADA)

ORTESIS ANTIEQUINO

Características:

La ortesis antiequino, rancho de los amigos esta fabricado en polipropileno de alta densidad inyectado. Gracias a su diseño permite una elasticidad a nivel del tendón de Aquiles permitiendo unos movimientos de flexión plantar, dorsal durante la marcha, evitando la caída del pie, especialmente en la fase de balanceo, manteniendo el pie a 90°. La ortesis permite pequeñas adaptaciones y modificaciones aplicando calor mediante pistola de aire caliente

Efectos:

El semi-aro posterior a nivel de pantorrilla, produce un masaje sobre el tríceps, durante la marcha, dando como resultado una mejora de la actividad circulatoria y su retorno venoso.

Indicaciones:

- En general pacientes afectados de una limitación de la dorsiflexión del pie.
- Hemiplejia por accidentes vasculares-cerebrales (ictus), secuelas de parálisis flácidas.
- Retracción del tendón de Aquiles en parálisis cerebral infantil.
- Lesiones del nervio ciático poplíteo externo.
- Esta ortesis está especialmente contraindicada en pacientes con desviaciones del retropie en varo o valgo, y parálisis espástica.

Color:

- Blanco.

Modelos disponibles:

- TP-2102D: Derecha, ortesis sin montar
- TP-2102I: Izquierda, ortesis sin montar
- TP-2102DM: Derecha, ortesis montada con cinchas
- TP-2102IM: Izquierda, ortesis montada con cinchas

TALLAS	Nº DE CALZADO	ALTURA
S/1	35-37	29
M/2	37-39	32
L/3	39-41	34
XL/4	41-44	39