

Muslera / Pantorrillera



Ref.: TP-4800

Ref.: TP-4801 ACCESORIO TIBIAL



PANTORRILLERA CON VALVAS TERMOPLÁSTICAS

Características:

Confeccionada en velour con forro de lycra transpirable posee en su cara posterior un bolsillo de tejido panal transpirable con placa de polietileno de baja densidad de 2mm de grosor. Sistema de apertura mediante cremallera.

Accesorio protector tibial Ref.: TP-4801.

Como complemento a la pantorrillera se dispone de accesorio protector tibial fabricado en velour-velour, en su interior posee tejido de panal con placa tibial en termoplástico de polietileno de baja densidad de 2mm con sistema adherente en microgancho. En sus extremos posee cincha superior e inferior para su sujeción y ajuste.

Efectos:

Efecto de compresión y sujeción en los grupos musculares de la zona. Mediante la aplicación del accesorio tibial, como método de protección ante impactos.

Indicaciones:


- Como método de protección en actividades laborales y deportivas ante la presencia de roturas fibrilares de hasta un 2º grado, pequeños desgarros, distensiones musculares.

Color:

■ Gris.

Ref.: TP-4800

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	25-27	PERÍMETRO PANTORRILLA
2	27-30	
3	30-33	
4	33-37	ALTURA
5	37-41	



Ref.: TP-4801

TALLAS	UNIVERSAL