

Férulas de mano en termoplástico



Ref.: TP-6104D DCHA

Ref.: TP-6104I IZDA



FÉRULA INMOVILIZADORA DE MANO EN POSICIÓN FUNCIONAL PLANA

Características:

Fabricada en termoplástico con forro interior de rizo absorbente para evitar sudoración y aumentar el confort, permite el moldeo por medio de pistola de aire. Incorpora cinchas de sujeción de muñeca y antebrazo con pasador de seguridad y pulgar en velour. Cincha de sujeción y control de la flexión metarcarpofalángica en velour.

Efectos:

Se consigue una limitación de la movilidad lo más completa posible de muñeca, mano y dedos manteniéndolos en ligera flexión de 10º y abducción del pulgar.

Indicaciones:

- Lesiones neurológicas de origen central o periférico (parálisis espásticas y flácidas); como tratamiento a la prevención de las deformidades de origen reumático así como alivio del dolor y disminución de la inflamación. Síndrome del túnel carpiano.

Color:

Blanco.

TALLAS	ANCHURA CM	LONGITUD CM
1	6-7	34
2	7-8	36
3	8-9	38
4	9-10	40