

# Ortesis de brazo y antebrazo en termoplástico



Ref.: TP-6500D DCHA

Ref.: TP-6500I IZDA

## FÉRULA ANTEBRAQUIAL DE ANTEBRAZO EN TERMOPLÁSTICO

### Características

Fabricada en polietileno de baja densidad compuesta por 2 valvas unidas entre sí, mediante cinchas de velour y cierre de microgancho. En su cara dorsal se encuentra prolongada en la mano hasta la articulación metacarpofalángica. Acolchado interior en plastazote.

### Efectos

Control y protección del antebrazo, evitando los movimientos de flexión dorsal de la mano y permitiendo la flexión palmar.

### Indicaciones

Fracturas de antebrazo y muñeca, post-operatorio.

### Color:

Blanco.

TALLAS	A	LONGITUD CM
1	20-24	28
2	24-28	29
3	28-32	30
4	32-36	31

