



4103

Rodillera estabilizadora de neopreno con rótula abierta y cinchas de sujeción



+ Características

- Confeccionada en neopreno de celdillas cerradas para una adecuada conservación del calor corporal.
- Incluye material elástico y transpirable en la zona poplítea para una mejor comodidad.
- Con estabilizadores laterales en espiral, cinchas de sujeción y rodete rotuliano.

+ Indicaciones

- Artrosis y artritis.
- Tendinitis y bursitis.
- Contusión y dolor muscular.
- Condromalacia rotuliana.
- Subluxación de rótula.
- Inestabilidad y rigidez articular.
- Dolencias inespecíficas de rodilla que mejoren con calor.
- Soporte y protección en la práctica deportiva.
- Tratamiento postoperatorio y postraumático.

+ Efectos

- Termocompresión, estabilización y soporte (rótula).



34 cm

tallas /	1	2	3	4	5	6
cm /	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

