



4104

## Rodillera articulada de neopreno con rótula abierta y cinchas de sujeción



### + Características

- Confeccionada en neopreno de celdillas cerradas para una adecuada conservación del calor corporal.
- Incluye material elástico y transpirable en la zona poplítea para una mejor comodidad.
- Con articulaciones policéntricas, cinchas de sujeción y rodete rotuliano.

### + Indicaciones

- Artrosis y artritis.
- Esguince y lesión meniscal.
- Contusión y dolor muscular.
- Subluxación de rótula.
- Inestabilidad capsuloligamentosa y mediolateral.
- Genu recurvatum ligero.
- Soporte y protección en la práctica deportiva.
- Tratamiento postoperatorio y postraumático.

### + Efectos

- Termocompresión, soporte y estabilización.



34 cm

tallas /	1	2	3	4	5	6
cm /	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

