



4604

## Muñequera de neopreno con férula pulgar



### + Características

- Confeccionada en neopreno de celdillas cerradas para una adecuada conservación del calor corporal.
- Con férula para el pulgar de aluminio, extraíble y moldeable;
- Su diseño envolvente y el tejido elástico en la zona lateral facilitan la colocación.

### + Indicaciones

- Artrosis y artritis.
- Tendinitis.
- Esguince.
- Inestabilidad y rigidez articular.
- Soporte y protección en la práctica deportiva.
- Tratamiento postoperatorio y postraumático.

### + Efectos

- Termocompresión y soporte.



20 cm

tallas /

1

2

3

4

cm /

15-17

17-19

19-21

21-23

