

Achillosil®



Ref.: 9402 AMBIDIESTRA



TOBILLERA ELÁSTICA CON ALMOHADILLA PARA EL TENDÓN DE AQUILES Y TALONERA

Características:

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable por medio del tricotaje plano y diseño anatómico.

La zona inferior del talón es de bajo perfil, resultando más cómoda e imperceptible.

Incorpora almohadilla en silicona que abraza el tendón de Aquiles aliviando la tensión, acompañando los movimientos del tobillo en diferentes actividades, como caminar, en la práctica deportiva, etc.

Indicaciones:

Prevención y tratamiento de condiciones que afectan al tendón de Aquiles:

- Tendinitis.
- Síndrome de Haglund.
- Bursitis retrocalcánea.
- Estados dolorosos crónicos por desgaste.
- Aquilodinia en post-operatorio.

Color:

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	17-19
2	19-21
3	21-23
4	23-25
5	25-27
6	27-29



A 2cm por encima de maleolos