


Ortesis/Inmovilizadores



Fácil y cómodo sistema de adaptación por parte del paciente, gracias a su sistema de ajuste y enganche de las cinchas.

Sistema de bloqueo y control de la flexión-extensión.

Ref.: 94260 (4 Bandas estrechas, 4 Cinchas)

Ref.: 94261 (2 Bandas anchas, 4 Cinchas)



ORTESIS DE RODILLA REGULABLE CON BLOQUE

Características:

Ortesis de rodilla con articulación monocéntrica. Sistema de bloqueo de -10° a $+30^{\circ}$. Control de la flexión de 0° a 120° en intervalos de 10° y control de la extensión de -10° a $+30^{\circ}$ en intervalos de 10° . La Ref.: 94260 consta de 2 cinchas femorales (muslo) y 2 tibiales (pantorrilla), la Ref.: 94261 consta de 2 bandas anchas que cubren la práctica totalidad de la rodilla. Sistema de prolongación mediante barras telescópicas y clips de fricción para fijar la barra a la altura deseada de un mínimo de 44 cm hasta un máximo de 69 cm. Las placas almohadilladas de foam medio-laterales evitan que la ortesis rote sobre la pierna y están provistas de cinchas de sujeción, ajuste y sistema de enganche.

Efectos:

Estabilidad, control medio-lateral y antero-posterior de la rodilla.

Indicaciones:

- Para rodillas inestables o lesionadas.
- Rehabilitación post-operatoria y post-traumática.
- Para inmovilización relativa de la articulación en situaciones que requieran un perfecto control.
- Cuando interesa un control de la movilidad de la rodilla intervenida (cirugía de ligamentos cruzados).

Color:

- Negro/Gris

TALLAS	UNIVERSAL
<p>ALTIMETRA</p>	<p>43 cm 49 cm</p>