



Ref.: BCS400

BRAZALETE DE EPICONDILITIS

Características:

Brazalete confeccionado en tejido transpirable semirrígido, con sistema de cierre Boa®, que proporciona un ajuste regulable de una manera rápida y sencilla. El ajuste gradual permite hacer microajustes con precisión milimétrica. Incorpora almohadilla de presión ajustable y extraíble.

Tejido interno acolchado que aporta un confort y una adaptación máxima.

Efectos:

- Descarga, compresión y protección.
- Alivio del dolor.

Indicaciones:

- Epicondilitis (codo de tenista).
- Epitrocleitis (codo de golfista).
- Prevención de lesiones deportivas y laborales.

Color:

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	22-27	<p>A 3CM DEL CODO</p>
2	27-32	