



Ref.: BCS50D DCHA

Ref.: BCS50I IZDA

MUÑEQUERA SEMIRRÍGIDA CON FÉRULA PALMAR

Características:

Muñequeras confeccionadas en tejido transpirable semirrígido, con sistema de cierre Boa®, que proporciona un ajuste regulable de una manera rápida y sencilla. El ajuste gradual permite hacer microajustes con precisión milimétrica. Incorpora férula palmar y/o pulgar en aluminio maleable según el modelo seleccionado, facilitando una adecuada sujeción de la muñeca o el pulgar según los ángulos deseados y dos refuerzos dorsales rígidos de plástico. Tejido interno acolchado que aporta un confort y una adaptación máxima; Su cara dorsal se encuentra reforzada con una lengüeta forrada mediante un alma en termoplástico; de fácil colocación gracias a su tejido elástico dorsal.

Efectos:

- Inmovilización funcional de la muñeca.
- Estabilización de las articulaciones del carpo.
- Alivio del dolor.

Indicaciones:

- Traumatismo de la muñeca.
- Esguince.
- Contusión.
- Tendinitis.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Inmovilización posoperatoria.

Color:

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	13,5-14,5
2	14,5-16
3	16-17,5
4	17,5-19

