



Ref.: BCS51D DCHA

Ref.: BCS51I IZDA

### MUÑEQUERA SEMIRRÍGIDA CON FÉRULA PALMAR-PULGAR

**Características:**

Muñequeras confeccionadas en tejido transpirable semirrígido, con sistema de cierre Boa®, que proporciona un ajuste regulable de una manera rápida y sencilla. El ajuste gradual permite hacer microajustes con precisión milimétrica. Incorpora férula palmar y/o pulgar en aluminio maleable según el modelo seleccionado, facilitando una adecuada sujeción de la muñeca o el pulgar según los ángulos deseados y dos refuerzos dorsales rígidos de plástico. Tejido interno acolchado que aporta un confort y una adaptación máxima; Su cara dorsal se encuentra reforzada con una lengüeta forrada mediante un alma en termoplástico; de fácil colocación gracias a su tejido elástico dorsal.

**Efectos:**

- Inmovilización funcional de la muñeca y pulgar.
- Estabilización de la articulación trapecio-metacarpiana y MCF del pulgar.
- Estabilización de las articulaciones del carpo.
- Alivio del dolor.

**Indicaciones:**

- Traumatismo de muñeca y pulgar.
- Esguince de muñeca/pulgar.
- Lesión del escafoides.
- Tendinitis de De Quervain.
- Rizartrosis aguda.
- Inmovilización posoperatoria.

**Color:**

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	13,5-14,5
2	14,5-16
3	16-17,5
4	17,5-19

