



Ref.: BCS900



TOBILLERA ESTABILIZADORA

Características:

Tobillera confeccionada en tejido transpirable semirrígido, con sistema de cierre Boa®, que proporciona un ajuste regulable de una manera rápida y sencilla. El ajuste gradual proporciona una adecuada protección y estabilización del tobillo. Incorpora refuerzos medial y lateral diseñados anatómicamente proporcionando un excelente control de evasión-inversión del tobillo-pie. Tejido interno acolchado que aporta un confort y una adaptación máxima.

Efectos:

- Estabilización de las articulaciones del tobillo.
- Alivio del dolor.

Indicaciones:

- Traumatismo de tobillo.
- Esguince.
- Inestabilidad ligamentosa.
- Posoperatorio.
- Reanudación de la actividad y prevención.

Color:

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	19-22	
2	22-26	
3	26-29	
4	29-32	