



**ORLIMAN®**

*Avanzando por tu bienestar*

CATÁLOGO MATERIALES

## CONTENIDO

**ARTICULACIONES**

**SILICONAS**

**BALLENAS, PALAS Y PLETINAS**

**CINTAS, RATIERES Y RIBETES**

**CORREAS PARA CIERRES**

**TEJIDOS**

**VELCROS Y SISTEMAS DE CIERRE**

**HEBILLAS**

**OTROS**

## ARTICULACIONES



Articulación de rodilla policéntrica de aluminio con regulación de la flexo-extensión.

REFERENCIA	<b>ARTALPCNEG#275</b>
MEDIDA /mm/	275
FORMATO VENTA* /ud/	2



Articulación de rodilla policéntrica de aluminio con regulación de la flexo-extensión.

REFERENCIA	<b>ARTALPCNEG#375</b>
MEDIDA /mm/	375
FORMATO VENTA* /ud/	2



Articulación de codo monocéntrica de aluminio con regulación de la flexo-extensión.

REFERENCIA	<b>ARTALPCNEG#CODO</b>
MEDIDA /mm/	350
FORMATO VENTA* /ud/	1

## SILICONAS



Silicona bicomponente dura transparente.

REFERENCIA	<b>SIL-901#ABKL</b>
FORMATO VENTA* (KG)	1 (A+B)

## BALLENAS, PALAS Y PLETINAS




Ballenas de plástico.

REFERENCIA	<b>BALPLA#1214</b>	<b>BALPLA#1216</b>	<b>BALPLA#1218</b>	<b>BALPLA#1220</b>	<b>BALPLA#1222</b>	<b>BALPLA#1224</b>	<b>BALPLA#1226</b>	<b>BALPLA#1228</b>
ANCHURA (MM)	12							
LONGITUD (CM)	14	16	18	20	22	24	26	28
FORMATO VENTA* /ud/	20	20	20	20	20	20	20	20



Palas de acero rectas.

REFERENCIA	<b>PALACEREC#1526</b>	<b>PALACEREC#1528</b>	<b>PALACEREC#1532</b>	<b>PALACEREC#1536</b>	<b>PALACEREC#1542</b>
ANCHURA (MM)	15				
LONGITUD (CM)	26	28	32	36	42
FORMATO VENTA* /ud/	20	20	20	20	22



Palas de acero inoxidable con forma.

REFERENCIA	<b>PALAIFOR#2523</b>	<b>PALAIFOR#2528</b>	<b>PALAIFOR#2542</b>	<b>PALAIFOR#2544</b>
ANCHURA (MM)	25			
LONGITUD (CM)	23	28	42	44
FORMATO VENTA* /ud/	10	10	10	10



Palas de acero con forma.


REFERENCIA	<b>PALACEFOR#2523</b>	<b>PALACEFOR#2528</b>
ANCHURA (MM)	25	
LONGITUD (CM)	23	28
FORMATO VENTA* /ud/	20	20



Palas de aluminio recta para sustituir el refuerzo trasero de las EV-203.

REFERENCIA	<b>PLEN49#UNI.</b>
ANCHURA (CM)	2
LONGITUD (CM)	44
FORMATO VENTA* /ud/	2

## CINTAS, RATIERES Y RIBETES



Corchetes hembra color beige.

REFERENCIA	<b>CIRCHBDSKI#H2F</b>
MEDIDA	H2F
FORMATO VENTA* /m/	1



Corchete macho color beige.

REFERENCIA	<b>CIRCHBDSKI#M1F</b>
MEDIDA	M1F
FORMATO VENTA* /m/	1



Ribete elástico color beige fino.

REFERENCIA	<b>RIEFXSKI#20</b>
MEDIDA /mm/	20
FORMATO VENTA* /m/	10



Cinta rígida color beige.

REFERENCIA	<b>RARFXSKI#25</b>	<b>RARFXSKI#35</b>	<b>RARFXSKI#50</b>
MEDIDA /mm/	25	35	50
FORMATO VENTA* /m/	50	50	50



Cinta rígida color negro.

REFERENCIA	<b>RARNENEG#25</b>	<b>RARNENEG#40</b>
MEDIDA /mm/	25	40
FORMATO VENTA* /m/	100	100

## CORREAS PARA CIERRES



Correas para corsés.

REFERENCIA	<b>CORPLBLA#2530</b>	<b>CORPLBLA#4038</b>
MEDIDA /cm/	2,5 x 30	4 x 38
FORMATO VENTA* /ud/	10	10



Correas para cierres en velour.

REFERENCIA	<b>CORVLBEIGE#4053</b>	<b>CORVLBEIGE#2540</b>
	<b>CORVLNEGRO#4053</b>	<b>CORVLNEGRO#2540</b>
MEDIDA /cm/	4 x 53	2,5 x 40
FORMATO VENTA* /ud/	10	10







Correas para cierres en velour de 2 piezas.

REFERENCIA	<b>CORVL2PBE#4050</b>	<b>CORVL2PBE#2530</b>
	<b>CORVL2PNE#4050</b>	<b>CORVL2PNE#2530</b>
MEDIDA /cm/	4 x 50	2,5 x 30
FORMATO VENTA* /ud/	10	10

## TEJIDOS

Tejido elástico monofilamento color beige para fajas.



REFERENCIA	<b>TCEMONSK6#60</b>	<b>TCEMONSK6#80</b>	<b>TCEMONSK6#160</b>	<b>TCEMONSK6#260</b>
MEDIDA /mm/	60	80	160	260
FORMATO VENTA* /m/	10	10	10	10



Tejido elástico color beige para bragueros.

REFERENCIA	<b>TCEBRAOCR#N22</b>	<b>TCEBRAOCR#N46</b>
MEDIDA /mm/	22	46
FORMATO VENTA* /m/	25	25




Tejido neopreno color azul marino con velour en una cara.

REFERENCIA	<b>TN-ASTMAR#NN2</b>
ESPEJOR /mm/	2
FORMATO VENTA*	0,5 (1.25m x 1.65m)




Tejido neopreno con lycra color azul marino a una cara y rizo color negro en la otra.


REFERENCIA	<b>TN-MARINO#N2</b>	<b>TN-MARINO#N3</b>	<b>TN-MARINO#N4,5</b>
ESPEJOR /mm/	2	3	4,5
FORMATO VENTA*	0,5 (1.25m x 1.65m)		



REFERENCIA	<b>FOAM-N71#1600</b>
MEDIDA /mm/	1600
FORMATO VENTA* /m/	1
FORMATO	1 x 1,6 m



REFERENCIA	<b>FOAM-N82#1500</b>
MEDIDA /mm/	1500
FORMATO VENTA*	1x1,6 m



REFERENCIA	<b>FOAM-N81#1500</b>
MEDIDA /mm/	1500
FORMATO VENTA*	1x1,6 m

## VELCROS Y SISTEMAS DE CIERRE



Gancho color blanco.

REFERENCIA	VELCRBLA#20	VELCRBLA#38	VELCRBLA#50	VELCRBLA#100
MEDIDA /mm/	20	38	50	100
FORMATO VENTA* /m/	50	50	50	50



Gancho color beige.

REFERENCIA	VELCRSKI#20	VELCRSKI#25	VELCRSKI#30	VELCRSKI#38	VELCRSKI#50	VELCRSKI#100
MEDIDA /mm/	20	25	30	38	50	100
FORMATO VENTA* /m/	50	50	50	50	50	50



Hembra color beige.

REFERENCIA	VELCSSKI#20	VELCSSKI#25	VELCSSKI#30	VELCSSKI#38	VELCSSKI#50	VELCSSKI#100	VELCSSKI#150
MEDIDA /mm/	20	25	30	38	50	100	150
FORMATO VENTA* /m/	50	50	50	50	50	50	50



Velour adhesivo color negro.

REFERENCIA	VELADNEG#30	VELADNEG#160
MEDIDA /mm/	30	160
FORMATO VENTA* /m/	25	25



Microgancho adhesivo color negro.

REFERENCIA	VELCMGADNEG#20
MEDIDA /mm/	20
FORMATO VENTA* /m/	25



Hembra elástica color beige.

REFERENCIA	VELCELSKI#30	VELCELSKI#50
MEDIDA /mm/	30	50
FORMATO VENTA* /m/	25	25

## HEBILLAS



REFERENCIA	HEBILLA#47
MEDIDA /mm/	38
FORMATO VENTA* /ud/	25



REFERENCIA	HEBPLADNEG#25
MEDIDA /mm/	25
FORMATO VENTA* /ud/	25



REFERENCIA	HEBPLATMAR#40
MEDIDA /mm/	40
FORMATO VENTA* /ud/	1



REFERENCIA	HEBPLATNEG#40
MEDIDA /mm/	40
FORMATO VENTA* /ud/	1



REFERENCIA	HEBPLATNEG#50
MEDIDA /mm/	50
FORMATO VENTA* /ud/	1

## OTROS




Pinzas de microgancho color negro.

REFERENCIA	PINZANEG#N25	PINZANEG#N40
MEDIDA /mm/	25	40
FORMATO VENTA* /ud/	10	10



Pinzas de microgancho color beige.

REFERENCIA	PINZABEIGE#N25	PINZABEIGE#N40
MEDIDA /mm/	25	40
FORMATO VENTA* /ud/	10	10



REFERENCIA	PUNTAMGN#9426
MEDIDA /mm/	
FORMATO VENTA* /ud/	4



REFERENCIA	TORNTP2100#UNI
MEDIDA /mm/	
FORMATO VENTA* /ud/	



 **ORLIMAN S. L. U.**  
C/ Ausias March, 3  
46185 La Pobla de Vallbona · Valencia (Spain)  
Tel.: +34 96 272 57 04 - Fax: +34 96 275 87 00  
E-mail: orto@orliman.com · [www.orliman.com](http://www.orliman.com)

EDICIÓN: 2021-05

