

# Collarín cervical



Ref.: CC2400



## COLLARÍN SEMIRRÍGIDO CON APOYO MENTONIANO (regulable)

**Características:**

Fabricado en dos piezas de polietileno superpuestas, regulable en altura mediante el velcro de unión, la valva superior se encuentra diseñada para alojar el mentón distribuyendo la presión en toda su superficie, aportando mayor confort. Se encuentra almohadillado en sus bordes superior e inferior y forrado de polipiel con sistema de cierre posterior mediante velcro.

**Indicaciones:**

- Traumatismos leves de partes óseas (apófisis espinosas, transversas) y blandas (latigazo cervical). Postoperatorios, tortícolis, cervicalgias, cervicobraquialgias, síndromes compresivos, enfermedades reumáticas y/o degenerativas.

**Color:**

Blanco.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	30-35
2	35-40
3	40-45



ALTURA	Delantera	Min.15 cm - Max. 20 cm
	Trasera	Min. 7 cm - Max. 12 cm