

Ortesis estabilizadora de cadera con abducción



Ref.: HO4001

ORTESIS ESTABILIZADORA DE CADERA CON ABDUCCIÓN

Características:

Ortesis estabilizadora de cadera modular que puede ser utilizada indistintamente para la cadera izquierda o derecha. Fabricada en polietileno de baja densidad. Compuesta por una banda pélvica y una muslera (ambas bivalvas), unidas entre sí por una articulación regulable en flexo-extensión de 0° a 90° en intervalos de 10° y en abducción, en las posiciones de 0°, 15° y 30°. Los cierres de la muslera están compuestos por dos cinchas con cierre de velcro. La muslera permite modificar la rotación y la altura de la almohadilla condilar para conseguir una perfecta adaptación. Tanto la banda pélvica como la muslera, se deslizan a lo largo de las pletinas de la articulación para acomodarlas a la altura del paciente. Los cierres de la muslera están compuestos por dos cinchas con cierre de velcro y la banda pélvica se ajusta mediante un cinturón de velcro. El forro interno de foam y el externo de velour cubren el plástico de la ortesis protegiendo al paciente de posibles rozaduras con las partes rígidas de la misma, estas partes textiles son fácilmente desmontables y lavables, lo que permite una correcta higiene de la ortesis.

Efectos:

Limitación ó bloqueo del movimiento de flexo-extensión de la articulación de la cadera, control de la abducción y control de la rotación del muslo.

Indicaciones:

- Estabilización post-quirúrgica tras prótesis total de cadera.
- Complicaciones tras artroplastia de cadera o luxación.
- Posreducción prótesis total luxada o inestable.
- Tras resección de la cabeza del fémur.
- Fracturas.
- Mala calidad ósea (osteoporosis).

Color:

- Gris.

TALLAS	CONTORNO CINTURA	CONTORNO MUSLO	MONTAJE
11D	60-102	40-54	Derecho
12D	60-102	50-64	Derecho
11I	60-102	40-54	Izquierdo
12I	60-102	50-64	Izquierdo
21D	90-132	40-54	Derecho
22D	90-132	50-64	Derecho
21I	90-132	40-54	Izquierdo
22I	90-132	50-64	Izquierdo

