

Ortesis/Inmovilizadores



Ref.: IR-4100 40cm

Ref.: IR-5100 50cm

Ref.: IR-6100 60cm

Ref.: IR-7100 70cm



ORTESIS INMOVILIZADORA DE RODILLA DE TRES PANELES A 0°

Características:

Inmovilizador de rodilla con tejido de velour exterior y rizo de algodón interior con pletinas laterales y posteriores conformables. El sistema de ajuste de tres paneles le permite adaptarse a las diferentes anatomías. Con cinchas de cierre en el panel interior para evitar deslizamientos.

Efectos:

Inmovilización de la pierna en su longitud y mantenimiento permanente de la posición.

Indicaciones:

- Tratamiento pre y post-quirúrgico de la rodilla.
- Después de lesiones o fracturas.

Color:

- Gris.

TALLAS		UNIVERSAL	
Rango de perímetros de rodilla: 32 a 55 cm		ALTURA	<ul style="list-style-type: none"> IR-4100: 40 cm IR-5100: 50 cm IR-6100: 60 cm IR-7100: 70 cm

