

Bandas y Fajas



Ref.: LB3000

Ref.: LB3001

FAJA SACROLUMBAR CON DOBLE REFUERZO

Características:

Faja sacrolumbar en tejido elástico transpirable multibanda con refuerzos verticales posteriores en acero y plástico. Con bandas elásticas tensoras cruzadas en la parte posterior y 2 más que parten de la parte posterior y se fijan anteriormente por sistema de velcro.

Efectos:

- Compresión sacrolumbar.
- Mejora postural.
- Disminución de la carga sobre las vertebrae y discos intervertebrales.

Indicaciones:

- Lumbalgia.
- Procesos degenerativos.
- Tratamientos pre y post-quirúrgicos.

Color:

- LB3000: ■ Beige
- LB3001: ■ Gris.

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	63-75	TROCÁNTER
2	75-83	
3	83-91	
4	91-99	ALTURA DELANTERA
5	99-107	
6	107-115	ALTURA TRASERA
7	115-123	