



Ref.: OCR400D DCHA

Ref.: OCR400I IZDA

ORTESIS TEXTIL FUNCIONAL

Características:

Ortesis cómoda y ligera y para la descarga unicompartimental de la rodilla. De diseño envolvente, se adapta perfectamente al muslo y pantorrilla, permitiendo un ajuste sencillo y un eficaz control de la rodilla.

Dispone de una articulación policéntrica unilateral robusta que permite una regulación personalizada varo-valgo y posibilidad de limitación de flexo-extensión mediante cuñas.

Para un efecto de descarga optimizado, 2 cinchas ejecutan un sistema de 3 fuerzas ayudando a aliviar el dolor. Dichas cinchas disponen de un código de colores facilitando su cierre.

El material textil es suave, cómodo y transpirable proporcionando una compresión enfocada a la articulación de la rodilla e incorpora elementos en silicona internos para evitar el desplazamiento de la rodillera, además de un almohadillado en las zonas de mayor presión para evitar molestias


Indicaciones:

- Osteoartritis unicompartimental de rodilla leve o moderada.
- Genu valgo o varo asociados a artrosis.
- Lesión meniscal medial o lateral.

Color:

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	32-35
2	35-38
3	38-42
4	42-47
5	47-52



PIERNA	DOLOR	REFERENCIA
Derecha	Interno	OCR400D
	Externo	OCR400I
Izquierda	Interno	OCR400I
	Externo	OCR400D