



Ref.: OS6240



TOBILLERA ELÁSTICA CON ALMOHADILLAS EN GEL

Características:

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras, lo que evita rozamientos molestos. Dispositivo muy resistente y suave ofreciendo un mayor confort, así como un ajuste anatómico en 3D; incorpora almohadillas visco-elásticas que redistribuyen la compresión del vendaje desde los maléolos prominentes hacia las partes blandas de alrededor.

Efectos:

El tejido compresivo y las inclusiones de las almohadillas producen un efecto masaje que estimula la reabsorción más rápida de hematomas y edemas. En la zona del talón el tejido de punto es más suave, evitando opresiones y compresiones no deseadas.

Indicaciones:

- Inestabilidades ligeras del tobillo, derrames articulares e inflamaciones tanto de origen traumático como causadas por enfermedades previas, irritación postoperatoria y post-traumática (después de torceduras), tendomiopatías.
- Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

Color:

- Gris.

| TALLAS | PERÍMETRO CM |
|--------|--------------|
| 1 | 17-20 |
| 2 | 20-23 |
| 3 | 23-26 |

