



Ref.: **OSL1260**

**COJÍN ANTIESCARAS VISCO-SILICONA CUADRADO CON MEMORIA**

CARACTERÍSTICAS COMUNES



efecto memoria



FUNDA EXTERIOR



transpirable



antimicrobiano



impermeable



bielástico



ignífugo

**Características:**

Con excelentes propiedades de “memoria de forma” y diseño anatómico, es muy eficaz en la distribución del peso del usuario evitando presiones excesivas. Espuma de alta densidad con gran capacidad de recuperación de forma y especialmente conformados para adoptar una correcta postura y conseguir una adecuada estabilidad pélvica. En la superficie, dispone de una almohadilla en silicona que garantiza una adecuada distribución de las presiones en las zonas óseas de mayor riesgo (isquion y sacro).

**Efectos:**

- Previene la aparición de úlceras por presión – escaras – al dispersar la presión que actúa en las protuberancias óseas y otras zonas vulnerables/sensibles;
- Elimina los puntos de alta presión, favoreciendo una mejor circulación sanguínea.
- Reduce los efectos de la maceración por la transpirabilidad de la funda y la ventilación del cojín;
- Estabilidad pélvica y soporte postural ML y AP moderados;
- Disminuye las fuerzas de fricción y deslizamiento;
- Mantiene la piel limpia y seca, garantizando la máxima comodidad e higiene;
- Controla la humedad;
- Promueve y facilita la rehabilitación del paciente;
- Ofrece un mejor cuidado profiláctico y terapéutico.

**Indicaciones:**

- Prevención de escaras en personas con alto riesgo y como método auxiliar en su tratamiento.
- Fracturas y otros procesos algícos de la región sacrococcígea;
- Dolor anal crónico idiopático (DACI).
- Bursitis de cadera.
- Ayuda para cambios de postura.
- Ligeras asimetrías posturales.
- Personas, incontinentes o no, que permanecen periodos de tiempo prolongados en sedestación.
- Condiciones que necesiten control y estabilidad postural desde la zona pélvica.
- Alivio de dolor post-parto y recuperaciones post-operatorias en general.

**Color:**

- Negro.

**Composición:**

- Funda exterior:
  - › Tejido: 100% Poliéster.
  - › Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable, con apresto ignífugo y tratamiento antimicrobiano (fungicida y antibacteriano).
  - › Sistema de cierre: cremallera 100% poliéster.
  - › Asa: 100% poliéster.
- Espumas interiores:
  - Espuma de poliuretano viscolástica - densidad 80 Kg/m<sup>3</sup>.
  - Almohadilla de descarga: 100% Silicona con recubrimiento de poliuretano.

TALLAS	
UNIVERSAL	<42 cm>