



Ref.: OSL4345

ACCESORIO CUBREORTESIS Y CUBRESCAYOLAS PEDIÁTRICO - BRAZO LARGO



CARACTERÍSTICAS



impermeable

Características:

Funda de protección hermética para ortesis y escayolas de miembro superior para niños. Fabricado en material impermeable y flexible, facilita el baño o ducha y permite su reutilización.

El mecanismo de autosellado se adapta a diferentes volúmenes de brazo y dispone de un diseño anatómico para un uso cómodo y seguro.

Efectos:

- Mantiene la escayola, ortesis o vendaje seco durante el aseo.

Indicaciones:

- Ayuda a prevenir infecciones o retrasos en la recuperación debido al contacto con el agua.
- Previene la necesidad de reemplazar la escayola debido al daño provocado por el contacto con el agua.

Color:

- ☐ Semitransparente .

Composición:

- Sistema de autosellado: Silicona.
- Funda: PVC.

TALLAS	CONTORNO	
UNIVERSAL	Mín.: 11 cm Máx.: 47 cm	