



Ref.: OSL4360#UNI

**PROBADORES HIGIÉNICOS
PARA MIEMBRO SUPERIOR**

CARACTERÍSTICAS COMUNES



higiénicos



recortables



talla universal



uso rápido



desechables

Características:

Bolsas desechables de polietileno transparente.
Uso más frecuente: coderas, muñequeras, férulas de mano y otras ortesis de miembro superior.

Indicaciones:

- Exploración anatómica.
- Toma de medidas.
- Prueba de ortesis.

Instrucciones de uso:

- Coloque la bolsa en paralelo con el segmento corporal que desea cubrir para verificar su longitud. Recorte según sea necesario.
- Aplique la bolsa en el segmento corporal correspondiente.
- Proceda a las mediciones antropométricas y pruebas necesarias de ortesis.
- Para el desecho de la bolsa cumpla estrictamente con las normas legales aplicables.

Color:

- Transparente.

| TALLAS OSL4360#UNI | UNIVERSAL | 20 X 90 cm |
|-----------------------|-----------|------------|
| | | |

**COLOCACIÓN
PROBADORES
MIEMBRO
SUPERIOR**

