



Ref.: TG0350

MUÑEQUERA ELÁSTICA FUNCIONAL

Características:

- Tejido elástico transpirable de punto tridimensional. Sin costuras, lo que permite un uso cómodo y evita rozamientos molestos.
- Material textil resistente reforzado en sus extremidades, ofreciendo una adecuada adaptación anatómica y durabilidad.
- Ortesis evolutiva con 2 grados de estabilización: incluye férula palmar rígida de aluminio moldeable y extraíble.
- La cincha semirrígida permite una estabilización adecuada e individualizada de las articulaciones de la muñeca.

Indicaciones:

- Síndrome del túnel carpiano.
- Derrame e hinchazón por artrosis y artritis.
- Tendomiopatía.
- Esguince y contusión.
- Irritación postoperatoria y postraumática.

Color:

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM	
1	14-15	<p>MUÑECA</p>
2	15-16	
3	16-17	<p>LONGITUD</p> <p>17 cm</p>
4	17-19	
5	19-21	