



Ref.: TGO481

MUSLERA ELÁSTICA FUNCIONAL

Características:

- Tejido elástico transpirable de punto tridimensional. Sin costuras, lo que permite un uso cómodo y evita rozamientos molestos.
- Material textil resistente reforzado en sus extremidades, ofreciendo una adecuada adaptación anatómica y durabilidad.
- Ortesis evolutiva con 2 grados de estabilización: incluye cinchas elásticas extraíbles para una compresión personalizada y alivio de la presión en la zona dolorida.
- Con puntos de silicona en su interior que evitan la migración durante la actividad.

Indicaciones:

- Distensión y contusión muscular.
- Desgarro o rotura de fibras musculares.
- Irritación postraumática.

Color:

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	40-44
2	44-48
3	48-52
4	52-57
5	57-62

