



**Ref.: TGO487**

**RODILLERA ELÁSTICA FUNCIONAL CON ARTICULACIONES**

**Características:**

- Tejido elástico transpirable de punto tridimensional. Sin costuras, lo que permite un uso cómodo y evita rozamientos molestos.
- Material textil resistente reforzado en sus extremidades, ofreciendo una adecuada adaptación anatómica y durabilidad.
- Ortesis evolutiva con 3 grados de estabilización: incluye cinchas rígidas extraíbles para una compresión personalizada y alivio de la presión en la rodilla y articulaciones policéntricas extraíbles que estabilizan la articulación, acompañan el movimiento y evitan la hiperextensión de la rodilla.
- Rodete rotuliano viscoelástico con refuerzo para protección tibial y descarga del tendón rotuliano que permite un adecuado control de la trayectoria de la rótula. Sus puntos de relieve aplican un efecto de micromasaje que favorece la reabsorción de edemas y hematomas durante el movimiento de la rodilla, facilitando la reducción de la inflamación y dolor.
- Con puntos de silicona en su interior que evitan la migración durante la actividad.

**Indicaciones:**

- Inestabilidad rotuliana y mediolateral.
- Lesiones meniscales.
- Derrame e hinchazón por artrosis y artritis.
- Tendomiopatía.
- Esguince y contusión.
- Irritación postoperatoria y postraumática.

**Color:**

- Negro.

TALLAS	PERÍMETRO CM A	PERÍMETRO CM B
1	39-42	29-32
2	42-45	32-35
3	45-48	35-38
4	48-51	38-41
5	51-54	41-44

A-Punto de medición: contorno a mitad de muslo

B-Punto de medición: contorno a mitad de pantorrilla

ALTURA

31 cm